



Op-dukar med röntgentråd, nonwoven

MEDIPLAST® kan erbjuda Er ett högkvalitativt sortiment av sterila op-dukar nonwoven i flera olika storlekar. Nonwoven består av 70% Rayon och 30% Polyester. Röntgentråden är svetsad på op-dukarna. Färgkodningen återfinns på kontrolletiketten samt på förpackningens etikett.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek cm	Lager/ply	Färg	Frp./Trp.frp
601318	5-pack	7,5 x 7,5	6	Gul	150 (30x5) / 900
601320	5-pack	10 x 40	4	Orange	125 (25x5) / 1500
601319	5-pack	10 x 60	4	Röd	40 (8x5) / 240
601321	5-pack	20 x 40	8	Grön	65 (13x5) / 780
601322	5-pack	30 x 40	12	Brun	45 (9x5) / 540
601323	1-pack	40 x 65	16	Grå	30 / 360
601324	5-pack	40 x 65	16	Svart	30 (6x5) / 240
601325	2-pack	40 x 60	16	Svart	30 (6x5) / 360
601326	5-pack	40 x 40	16	Blå	30 (6x5) / 240

Avd.förp = min.kvant/best





Materialspecifikation 70% Rayon, 30% polyester, peroxidblekt
 Vikt 70 g/m²
 Röntgentråden DEHP-fri PVC
 Övrigt Latexfri

Förpackningsmaterial:

Innerförpackning 1 Nonwoven, PP (Blue)
 Innerförpackning 2 Grid coated paper 68 gsm og PA/PE 70μ / 80μ
 Innerbox Wellpapp >500 gsm
 Transport box Wellpapp >600 gsm

Steriliseringsmetod ETO
 Standards ISO 11135-1:2007
 EN 1644, EN-1644-2, EN 9073-6, EN 9073-10

Art.nr.	Vikt / st gr	Max abs. kapacitet ml *	Urkramad ca ml *
601318	2,5	20	8
601320	3	30	10
601319	17	134	57
601321	6	50	20
601322	9	70	30
601323	19	150	80
601324	19	150	80
601325	17	134	57
601326	12	95	45

* Mätning av absorptionskapaciteten ovan är endast ett ca-tal och vi rekommenderar att ni själv kontrollerar.