

Galaxtra pulver

Nettovikt: 375 g

Ingredienser: D-Galaktos

Rent och lösligt D-Galaktospulver

För diethantering av medfödda störningar av glykosylering (CDG-störning), såsom fosfoglukomutas 1 (PGM1) -brist.

En enteral form av pulveriserad D-galaktos för individer med onormal glykosylering, som inte kan få tillräckligt med D-galaktosintag genom en vanlig diet.

Allergen testade och analyserade på No Detectable Level (NDL) för ägg, gluten, soja, vete, valnöt, mandel och jordnötter. GMO-fritt.

Näringsinformation

Näringsvärde per 100 g pulver

Energi kcal 400

Kolhydrater g 100

D-Galaktos g 100

Fett g 0

Protein g 0

Omvandling: 1 skopa = 5 g D-Galactose

Användning

Galaxtra är löslig i vatten och kan konsumeras antingen oralt eller via sondmatning. Det dagliga intaget av Galaxtra pulver bestäms av din läkare eller dietist. Oral- eller sondmatning: Mät (med hjälp av den medföljande skopan eller en gramskala) den rekommenderade mängden Galaxtra-pulver. För oral konsumtion genom att antingen strö pulvret på maten, blanda i fuktiga livsmedel eller vätskor eller ta direkt via munnen följt med vatten. För sondmatning, tillsätt pulver lite i taget om 5 g (en skopa) till formeln (rumstemperatur eller kyla) och rör om väl. Rör om eller omrör sondmatningsblandningen om Galaxtra separeras från formeln under utfodring. Galaxtra pulver och formelblandning ska användas inom 4 timmar. Lagring Oöppnade burkar ska förvaras på en sval, torr plats. Åtförslut oöppnade burkar, förvara i kylskåp och använd inom tre månader.