

---

## **PRODUKT**

---

Artikelnummer: BAG200S

Produktbenämning: Operationsduk för instrument som är hopdragbar

Användning: Vid OP/undersökning där duk kan användas som transportpåse efter avslutad OP/undersökning.

Märkning: CE

---

## **INNEHÅLL**

---

Polyeten

Absorberande pappersmassa

---

## **FÖRPACKNING**

---

Inre avdelningsförpackning - PE polyeten

Avdelningsförpackning – Kartong av FSC®-certifierat papp