

Absorptionsförband - flerlayers

Sterilt

Latexfritt



Yttermaterial: Non-woven av PP/PE
Vätskeavvisande sida; Blå
Vikt: 33 g/m²

Innermaterial: Non-woven av PP
Absorberande sida: Vit
Vikt: 18 g/m²

Uppsugande innerkärna: Flerlayers bomullsfluff med omslag av non-wovenväv som fördelar vätskan jämnt i förbandet.

Absorption enligt EN 13726-1: 2002 (se också tabell nedan): ≥ 4 ml/10 cm²/24h

Bytesintervall: 1-3 gånger per dygn beroende på sårsekretproduktion eller enligt läkarordination

Sterilisering: EO enligt ISO 11135

CE-märkning: Klass 1 steril enl MDD Annex 5

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Art nr	Storlek	Vikt	Absorption g/st/24h	Avd fp st	Trp fp st
2350010	10 x 10 cm	≥ 4 g	≥ 40	10	30 x 10 x 1 = 300
2350001	10 x 10 cm	≥ 4 g	≥ 40	50	12 x 50 x 1 = 600
2350022	10 x 15 cm	≥ 6 g	≥ 60	10	12 x 10 x 1 = 120
2350011	10 x 20cm	≥ 8 g	≥ 80	10	30 x 10 x 1 = 300
2350002	10 x 20cm	≥ 8 g	≥ 80	35	12 x 35 x 1 = 420
2350003	10 x 30 cm	≥ 12 g	≥ 120	25	12 x 25 x 1 = 300
2350012	15 x 20 cm	≥ 12 g	≥ 120	10	30 x 10 x 1 = 300
2350004	15 x 20 cm	≥ 12 g	≥ 120	25	12 x 25 x 1 = 300
2358105	15 x 25 cm	≥ 15 g	≥ 150	10	10 x 10 x 1 = 100
2350005	15 x 25 cm	≥ 15 g	≥ 150	25	12 x 25 x 1 = 300
2350006	20 x 20 cm	≥ 16 g	≥ 160	25	12 x 25 x 1 = 300
2358107	20 x 25 cm	≥ 20 g	≥ 200	10	12 x 10 x 1 = 120
2350007	20 x 25 cm	≥ 20 g	≥ 200	20	12 x 20 x 1 = 240
2350013	20 x 30 cm	≥ 24 g	≥ 240	10	30 x 10 x 1 = 300
2350008	20 x 30 cm	≥ 24 g	≥ 240	20	12 x 20 x 1 = 240
2350009	20 x 40 cm	≥ 32 g	≥ 320	10	12 x 10 x 1 = 120