

DELTA-CAST® ELITE



DEN PROGRESSIVA LÖSNINGEN

- Polyesterförband
- Slät yta med mjuka kanter
- Säker immobilisering



THERAPIES. HAND IN HAND.

BSN medical

DELTA-CAST® ELITE

DEN PROGRESSIVA LÖSNINGEN

En progressiv gipslösning med utmärkta appliceringsegenskaper. Säker, lätt och bekväm att använda. Den släta ytan fastnar inte i kläder och sängkläder.

Mycket formbar

Den patenterade väven gör polyesterförbandet lätt att forma till kroppens konturer.

Säker laminering

Lagren fäster mycket bra i varann, även änden fäster bra. Härdningstid 3–5 minuter och belastningstid cirka 20 minuter.

Miljövänlig

Delta-Cast® Elite avger endast en liten mängd damm vid avlägsnandet och kan destrueras genom förbränning.

Hygienisk lösning för dagligt bad och vattenkontakt

Delta-Cast® Elite i samband med Delta-Dry®, som är ett vattenavvisande polster, gör att patienten kan upprätthålla en daglig hygien.

Material

Polyester, röntgengensynlig.



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNGEN

| Art.nr | Färg | Storlek | Antal/fp |
|----------|---|-----------------|----------|
| 72279-00 | <input type="checkbox"/> Vit | 5 cm x 3,6 m | 10 |
| 72279-01 | <input type="checkbox"/> Vit | 7,5 cm x 3,6 m | 10 |
| 72279-02 | <input type="checkbox"/> Vit | 10 cm x 3,6 m | 10 |
| 72279-03 | <input type="checkbox"/> Vit | 12,5 cm x 3,6 m | 10 |
| 72279-04 | <input type="checkbox"/> Vit | 2,5 cm x 1,8 m | 10 |
| 72276-00 | <input checked="" type="checkbox"/> Mörkblå | 5 cm x 3,6 m | 10 |
| 72276-01 | <input checked="" type="checkbox"/> Mörkblå | 7,5 cm x 3,6 m | 10 |
| 72276-02 | <input checked="" type="checkbox"/> Mörkblå | 10 cm x 3,6 m | 10 |
| 72276-03 | <input checked="" type="checkbox"/> Mörkblå | 12,5 cm x 3,6 m | 10 |
| 72275-00 | <input checked="" type="checkbox"/> Röd | 5 cm x 3,6 m | 10 |
| 72275-01 | <input checked="" type="checkbox"/> Röd | 7,5 cm x 3,6 m | 10 |
| 72275-02 | <input checked="" type="checkbox"/> Röd | 10 cm x 3,6 m | 10 |
| 73454-00 | <input checked="" type="checkbox"/> Grön | 5 cm x 3,6 m | 10 |
| 73454-01 | <input checked="" type="checkbox"/> Grön | 7,5 cm x 3,6 m | 10 |
| 73454-02 | <input checked="" type="checkbox"/> Grön | 10 cm x 3,6 m | 10 |
| 73453-00 | <input checked="" type="checkbox"/> Ljusblå | 5 cm x 3,6 m | 10 |
| 73453-01 | <input checked="" type="checkbox"/> Ljusblå | 7,5 cm x 3,6 m | 10 |
| 73453-02 | <input checked="" type="checkbox"/> Ljusblå | 10 cm x 3,6 m | 10 |

| Art.nr | Färg | Storlek | Antal/fp |
|----------|--|----------------|----------|
| 72277-00 | <input checked="" type="checkbox"/> Lila | 5 cm x 3,6 m | 10 |
| 72277-01 | <input checked="" type="checkbox"/> Lila | 7,5 cm x 3,6 m | 10 |
| 72277-02 | <input checked="" type="checkbox"/> Lila | 10 cm x 3,6 m | 10 |
| 72278-00 | <input checked="" type="checkbox"/> Svart | 5 cm x 3,6 m | 10 |
| 72278-01 | <input checked="" type="checkbox"/> Svart | 7,5 cm x 3,6 m | 10 |
| 72278-02 | <input checked="" type="checkbox"/> Svart | 10 cm x 3,6 m | 10 |
| 73455-00 | <input checked="" type="checkbox"/> Rosa | 5 cm x 3,6 m | 10 |
| 73455-01 | <input checked="" type="checkbox"/> Rosa | 7,5 cm x 3,6 m | 10 |
| 73455-02 | <input checked="" type="checkbox"/> Rosa | 10 cm x 3,6 m | 10 |
| 73456-00 | <input checked="" type="checkbox"/> Orange | 5 cm x 3,6 m | 10 |
| 73456-01 | <input checked="" type="checkbox"/> Orange | 7,5 cm x 3,6 m | 10 |
| 73456-02 | <input checked="" type="checkbox"/> Orange | 10 cm x 3,6 m | 10 |
| 73457-00 | <input type="checkbox"/> Mixed* | 5 cm x 3,6 m | 10 |
| 73457-01 | <input type="checkbox"/> Mixed* | 7,5 cm x 3,6 m | 10 |
| 73457-02 | <input type="checkbox"/> Mixed* | 10 cm x 3,6 m | 10 |

*Mixed: 2 mörkblå, 2 ljusblå, 2 röd, 2 lila och 2 rosa.



| Art.nr | Gipskena | Antal lager | Antal/fp |
|----------|-----------------|-------------|----------|
| 74545-07 | 5 cm x 20 cm | 3 | 10 |
| 74545-08 | 7,5 cm x 20 cm | 3 | 10 |
| 74545-09 | 7,5 cm x 38 cm | 3 | 10 |
| 74545-06 | 7,5 cm x 76 cm | 3 | 10 |
| 74545-03 | 10 cm x 38 cm | 5 | 10 |
| 74545-04 | 10 cm x 90 cm | 5 | 20 |
| 74545-05 | 12,5 cm x 90 cm | 5 | 20 |

BSN medical AB

Uggledalsvägen 15 · 427 40 Billdal
Tel: 031-727 98 00 · Fax: 031-727 98 10

kundservice@bsnmedical.com
www.bsnmedical.se

