



Kapmaskin

Steriking Kapmaskin är avsedd för skärning av sterilpåsar på rulle för att alltid kunna få en optimal storlek på påsen.

De är tillverkade i rostfritt stål med självslipande kniv vilket ger en lång underhållsfri användning.

Art.nummer	Storlek	Totalstorlek	Förp.
WI-RH750	750 mm	970 x 420 x 130 mm	1
WI-RH900	900 mm	1120 x 420 x 130 mm	1

Leverantör



För mer information/Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com