

Op-tork med röntgentråd – non-woven Med kontrollkvitto

Steril
Latexfritt

Material: Viskos 70%
Polyester 30%
Gramvikt: 40 g/m²

Röntgentråd: Svetsad
Färg: Svart
Material: Bariumsulfat, 60% (BaSO₄) och Polypropylen (PP)

Färg non-woven tork: Vit

Elastisk ring: Silikon

Kontrollkvitto: Medicinskt papper, storlek 9,3 x 8 cm
Klisteretiketter med färgkod enligt nedan

Standard: ISO 9073

Absorptionskapacitet: Ca 12,2 g (ml)/gramvikt

Sterilisering: EO enligt ISO 11135

CE-märkning: Klass IIa steril enl MDD annex 5

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 13485:2016

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla



Art nr	Storlek	Utvikt	Färgkod	Vikt/st	Inner fp	Avd fp st	Trp fp st
2450027	1 = 25mm Ø	10x15cm	Gul	0,8 g	5	30x5=150	6x30x5=900
2450028	3 = 30mm Ø	15x15cm	Blå	1,0 g	5	25x5=125	6x25x5=750
2450030	4 = 35mm Ø	15x20cm	Grå	1,5 g	5	12x5=60	6x12x5=360
2450031	5 = 40mm Ø	20x30cm	Svart	1,8 g	5	12x5=60	6x12x5=360