

Op-tork med röntgentråd – gasväv

Med kontrollkvitto

Steril

Latexfritt

Material: 100% bomull
Antal trådar: 20
Varp: 120 ± 6
Veft: 80 ± 5

Röntgentråd: Svetsad
Färg: Svart
Material: Bariumsulfat, 60% (BaSO₄) och Polypropylen (PP)

Färg tork: Vit

Elastisk ring: Silikon

Kontrollkvitto: Medicinskt papper, storlek 9,3 x 8 cm
 Klisteretiketter med färgkod enligt nedan

Standard: ISO 14079

Absorptionskapacitet: Ca 8,7 g (ml)/gramvikt

Sterilisering: EO enligt ISO 11135

CE-märkning: Klass IIa steril enl MDD annex 5

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 13485:2016

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla



| Art nr | Storlek | Utvikt | Färgkod | Vikt/st | Inner fp | Avd fp st | Trp fp st |
|---------|------------|---------|---------|---------|----------|-----------|-------------|
| 1450011 | 0 = 13mm Ø | 12x8cm | Orange | 0,3 g | 5 | 40x5=200 | 6x40x5=1200 |
| 1450012 | 1 = 25mm Ø | 18x12cm | Gul | 0,6 g | 5 | 40x5=200 | 6x40x5=1200 |
| 1450013 | 3 = 30mm Ø | 25x15cm | Blå | 1,1 g | 5 | 25x5=125 | 6x25x5=750 |
| 1450014 | 4 = 40mm Ø | 20x30cm | Grå | 1,3 g | 5 | 25x5=125 | 6x25x5=750 |
| 1450015 | 5 = 50mm Ø | 40x26cm | Svart | 2,8 g | 5 | 12x5=60 | 6x12x5=360 |