

Tork Counterfold Vit Dispenserservett



Artikel	10935
Längd, ovikt	33 cm
System	N1 - Tork Counterfold Dispensersystem för servetter
Bredd, ovikt	30 cm
Längd, vikt	9 cm
Bredd, vikt	16.5 cm
Lager	1
Tryck	Nej
Dekor	Ja
Färg	Vit

De traditionella servettdispensrarna från Tork passar perfekt för restauranger med självbetjäning. Ett urval av dispensersystem som tillgodoser olika behov i olika miljöer. Tork Counterfold Vit Dispenserservett (1 lager) är idealisk på restauranger med självbetjäning och där lägre förbrukningskostnad är viktigt.



www.tork.se

Servetterna har perfekt storlek för snacks och måltider

Utmatningsspak som förenklar utmatningen och kontrollerar servettförbrukningen

Går att få med eget tryck

Engagera kunderna med eget tryck – 75% av användarna läser meddelandet på servetten

Leveransdata			
	Konsumentförpackning	Transportförpackning	Pall
EAN	7322540930856	7322540930870	7322540930863
Antal	300	7200	144000
Konsumentförpackning	-	24	480
Transportförpackning	-	-	20
Höjd	94 mm	346 mm	1880 mm
Bredd	165 mm	384 mm	800 mm
Längd	205 mm	623 mm	1200 mm
Volym	3.2 dm ³	82.8 dm ³	1.7 m ³
Nettovikt	490 g	11.8 kg	235.22 kg
Bruttovikt	493 g	12.4 kg	248.2 kg

Välj en dispenser



271600

Alternativa produkter



477512



10921



478094

Miljömärkningar/Fördelar



Kontakt

SCA Hygiene Products AB
AfH Professional Hygiene
405 03 Göteborg

Telefon: 031-746 17 00
E-post: information.tork@sca.com