




Svalgtuber

Säkrare design





Svalgtuber


Säkrare design

Genom att använda den senaste tillverkningsteknologin har Intersurgical producerat det första stora genombrottet på svalgtuber på trettio år.

Genom att kombinera två material med väldigt olika fysiska egenskaper i en gjutning, gör vår svalgtubsdesign det separata bitblocket överflödigt, som finns i alla konventionella svalgtuber.

Lösa eller lossnade bitblock utgör ett reellt hot emot patientsäkerheten och har tidigare varit föremål för flertalet säkerhetsmeddelanden. Med vår svalgtubsdesign försvinner dessa risker. Förutom förbättrad säkerhet har nu svalgtuben en mjuk ände som minskar risken för trauma hos patienten. Vi erbjuder också en steril version som ett ytterligare val.

▶ Video finns på www.intersurgical.se



Dubbelgjutna design
Utan separat inre bitblock - säkrare design





ISO 5364:2016 – Färgkodningsguide

I den senaste versionen av ISO 5364:2016 Anaesthetic and Respiratory Equipment – Oropharyngeal Airways, har ett nytt färgkodningskrav implementerats med mål om att förbättra patientsäkerheten bland produkter från olika tillverkare.

För att uppfylla färgkodningskraven som specificeras i ISO 5364:2016 var det nödvändigt för Intersurgical att uppdatera fyra storlekar av svalgtuber.

Storlekarna som har ändrats är följande:

- ISO storlek 3.5; från rosa till ljusgrön
- ISO storlek 6.5; från vit till brun
- ISO storlek 7.0; från gul till vit
- ISO storlek 9.0; från orange till gul

Varje avdelning behöver bestämma lokalt hur denna förändring ska genomföras, eftersom en utfasningsperiod av befintliga lagermängder kommer att ta vid.



ISO storlek 9.0 ISO storlek 7.0 ISO storlek 6.5 ISO storlek 3.5

De fyra Intersurgical svalgtuberna som har ändrat färg för att stämma överens med den uppdaterade standarden.

Artikelnummer	ISO storlek
1000035 (S*)	3.5
1100050 (S*)	5.0
1110055 (S*)	5.5
1111065 (S*)	6.5
1111570 (S*)	7.0
1112080 (S*)	8.0
1113090 (S*)	9.0
1114100 (S*)	10.0
1115120 (S*)	12.0

Tidigare Intersurgical storlek	
Rosa	
Blå	
Grå	
Vit	
Gul	
Grön	
Orange	
Röd	
Lila	

Nya ISO-godkända färger	
Ljusgrön	NY
Blå	
Grå	
Brun	NY
Vit	NY
Grön	
Gul	NY
Röd	
Lila	

Denna färgförändring gäller samtliga av Intersurgicals svalgtubsprodukter, inklusive bulkförpackade versioner.

Mjukare ände

Genom att fortsätta prioritera patientsäkerheten har Intersurgical ytterligare förbättrat mjukheten i änden av alla svalgtuber.

Svalgtuber i hårt och stelt material kan innebära en ökad risk för trauma. Genom att använda ett ännu mjukare material på svalgtubens ände minskas risken för trauma ytterligare.



Artikelnummer	Benämning	Storlek	ISO	Färg	Kartongstorlek
1115120 (S*)	Svalgtub	5	12.0	Lila	70
1114100 (S*)	Svalgtub	4	10.0	Röd	90
1113090 (S*)	Svalgtub	3	9.0	Gul	90
1112080 (S*)	Svalgtub	2	8.0	Grön	100
1111570 (S*)	Svalgtub	1.5	7.0	Vit	100
1111065 (S*)	Svalgtub	1	6.5	Brun	20
1110055 (S*)	Svalgtub	0	5.5	Grå	25
1100050 (S*)	Svalgtub	00	5.0	Blå	25
1000035 (S*)	Svalgtub	000	3.5	Ljusgrön	25

Förfrågan

Produkt med lägre miljöpåverkan

Steril version finns tillgänglig

(S*) Lägg till ett S till det sju-siffriga artikelnumret för en steril version av denna produkt, t ex 5000000S



Intersurgical AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Sverige
T: 08-514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



Tillverkaren Intersurgical Ltd är certifierad enligt ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 och ISO 14001:2015

Please think before you print
Save energy and paper.
If you must print this information sheet please print it double sided.

IS6.10 SE • Issue 5 09.21

UK • Ireland • France • Germany • Spain • Portugal • Italy • Benelux • Sweden • Denmark • Lithuania • Russia • Czech Republic
Turkey • South Africa • China • Japan • Taiwan • Philippines • USA • Canada • Colombia • Australia