

ViTri:IV Fix
ViTri:IV Fix



Produktbeskrivning:

Transparent kanylfixeringsförband, sterilt förpackat.

Materialdeklaration:

Semipermeabel PU-film med akrylathäftmassa, förstärkning av non-woven.

Indikationer:

Fixering av intravenös infart .

Applikation:

Efter borttag av första skyddspapperet fixeras filmen, därefter avlägsnas skyddsram. Därefter appliceras de extra stripsen för att hålla slang på plats i de fall produkten har medföljande extra strips.

| Artnr | Beskrivning | Förpackning |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|
| 812006 | 7 x 8,5 cm (förstärkt 2 extra remsor) | 50st/avdfp |