



SafeAir Noskona/Sugspets

SafeAir Noskona/Sugspets

Den transparenta, röntgentäta noskonan evakuerar rök utan att försämra sikten. Positionen kan lätt justeras för att anpassas till den typ av vävnad som behandlas och mängden rök som genereras, utan att förlora effektiviteten.



Beställnings information

Artikelnr.:	SafeAir Noskona	10 st / fp
SHK-EST-0070	70mm noskona. Steril , engångs.	
Artikelnr.:	SafeAir Noskona	10 st / fp
SHK-EST-0125	125mm noskona. Steril , engångs.	
Artikelnr.:	SafeAir Noskona	10 st / fp
SHK-EST-0165	165mm noskona. Steril , engångs.	
Artikelnr.:	SafeAir Noskona	10 st / fp
SHK-EST-0200	200mm noskona. Steril , engångs.	

KEBOMED marknadsför och distribuerar medicinteknisk utrustning till sjukvårdsinrättningar i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vi har leverantörer i hela världen och hoppas framöver att kunna erbjuda ännu fler produkter till sjukhus och vårdcentraler. Vi är ett modernt och miljömedvetet företag som förknippas med bästa sortiment och service.

Kontakta oss för ytterligare information eller för att testa dessa produkter på
Telefon:040-305 105 eller besök oss på vår hemsida www.kebomed.se

Med vänlig hälsning KEBOMED!