



Silikonmatta för sterilsektionen

Silikonmatta i 2 storlekar tjocklek 19mm (piggar 14mm), med perforeringar för korrekt exponering och ventilation under sterilisering, skyddar och organiserar känsliga kirurgiska instrument under förvaring, transport och sterilisering

- kan skäras i mindre delar för tillpassning
- kan steriliseras
- Tål temperatur från -40grader till +250°C

Art.nr.	Ref.nr	Storlek (mm)	Färg,	Förp.
10020433	67401	330x240mm	Blå	1
10020279	67402	440x330mm	Blå	1