



## Beskrivning:

Lämplig för dem som behöver en smidig ryggsäck som är skön att bära samtidigt som den har gott om plats för det mesta. Ryggsäcken är väl avdelad och de totalt 11 st facken möjliggör en effektiv sortering av utrustning samtidigt som den ger en bra överblick. Ryggsäcken har 2 st vadderade sidofack med tydliga reflexer på sidorna för ökad komfort. Det vadderade ytterfacket har också utrymme för utrustning såsom till exempel en hjärtstartare.

## Specifikationer:

Vaddering mot ryggsida ger ökad komfort

Samtliga fack är vadderade både på sidor och framsida

Rejåla reflexer på 3 sidor för bästa synlighet. Regnöverdrag finns i fickan på undersidan.

Mått: 37x45x21 cm

Volym: 30l

Vikt: 1,2 kg

Färg: Röd, svart eller grön

Material: 600D Polyester & PVC, tvättbar

2 års garanti

Artikel nummer: 30606 röd. 30624-13018 svart, 30624-13038 grön