

Dynacast® Prelude

Ortopedisk gipsskena



Dynacast® Prelude är en syntetisk gipsskena som är färdig att använda. Ett allt-i-ett-system som erbjuder snabb och enkel applicering samt säker immobilisering. Dynacast® Prelude består av polyuretanbelagd glasfiber innesluten i ett polsterlager av polypropylen.

Dynacast® Prelude är lämpligt för immobilisering av frakturer och mjukdelsskador och idealisk att använda på akutmottagningar och ortopediska avdelningar.

Enkellager konstruktion

Genom det patenterade enkellager substratet ILP (Interlocking Performance Technology) elimineras risken för delaminering och man får en skrynkelfri applicering. Skenan har mycket bra formbarhet och båda sidorna av skenan är tillämpliga. Dynacast® Prelude finns i 7 olika storlekar. Modellerings- och belastningsbart efter 20 min.

Material

Glasfiber.

Finns även som färdiga longuetter, både med och utan polster.

Bruksanvisning

- 1 Välj storlek och mät upp längden.
- 2 Klipp till önskad längd.
- 3 Vik in kanten på rullen som är kvar i förpackningen.
- 4 Fäst klämman (som medföljer förpackningen) runt änden. Se till att skenan inte är vikt.
- 5 Ta bort plastsyddet och dra ut polsterlagret en bit utanför glasfiberskenan så att kanterna täcks.
- 6 Tillsätt vatten med hjälp av en vattenflaska eller under en vattenkran. Varmt vatten ökar värmeutvecklingen under härdningstiden. Vrid ur överflödigt vatten ur skenan.
- 7 Rulla in skenan i en handduk så att ännu mer vatten suggs upp. Upprepa så att resterande vatten försvinner.
- 8 Lägg skenan på patienten och fäst med en stödlinda. Forma skenan i 2-4 minuter tills den har stelnat.

Behandlingstid ca 20 min.



Dynacast® Prelude

Ortopedisk gipsskena



Beställningsinformation

Allt-i-ett-system – på rulle

Art. nr	Storlek	Antal/fp	Antal/trp
71418-00002	2,5 cm x 4,6 m	1	2
71420-00000	5 cm x 4,6 m	1	2
71421-00000	7,5 cm x 4,6 m	1	2
71415-00002	10 cm x 4,6 m	1	2
71416-00000	12,5 cm x 4,6 m	1	2
71417-00000	15 cm x 4,6 m	1	2
71419-00000	20 cm x 2,3 m	1	2

Longuetter – med polster

Art. nr	Storlek	Antal/fp	Antal/trp
47223-00000	7,5 cm x 40 cm	5	20
47224-00000	10 cm x 30 cm	5	20
47225-00000	10 cm x 40 cm	5	20
47226-00000	10 cm x 76 cm	4	16
47235-00000	12,5 cm x 76 cm	4	16

Longuetter Solo – utan polster

Art. nr	Storlek	Antal/fp	Antal/trp
72963-00000	5 cm x 25 cm	10	10
72963-00001	7,5 cm x 30 cm	10	10
72963-00002	7,5 cm x 87 cm	10	10
72963-00003	10 cm x 38 cm	10	10
72963-00004	10 cm x 75 cm	10	10
72963-00005	12,5 cm x 75 cm	10	10
72963-00006	15 cm x 30 cm	10	10

Strap kits – kardborrband

Art. nr	Storlek	Antal/fp	Antal/trp
71415-00018	Upper kit 1,6 cm x 43 cm (1) 5 cm x 50 cm (2)	10	100
71415-00019	Lower kit 5 cm x 57 cm (3)	10	100

