



10020723

10021337

10021507

10021731



Containerförsegling – plombering till container

Containerförsegling

Tillverkade av plast, värmebeständiga upp till +134° C

För engångsbruk

Mediq Art.nr.	Lev. art.nr.	Beskrivning	Färg	Avd.förp.
10020723	01235	Containerförsegling, till Aesculap container, med indikator	Orange	1000st
10021337	02637	Containerförsegling, till Martin container (Microstop) med indikator, Röd	Röd	500st
10021507	01020	Containerförsegling, till Aesculap container, rektangulär, utan indikator	Blå	1000st
10021731	02636	Containerförsegling, till Martin container (Microstop) utan indikator, Röd	Röd	500st

Leverantör
Key Surgical

För mer information/Order
Mediq Sverige AB, Box 10302, 434 24 Kungsbacka
tel 031-388 90 00, www.mediq.se, kundservice@mediq.com