


INSTRUMENTGALLER

Staplingsbara instrumentgaller med löstagbart lock, maskdelning ca 8,5mm cc.

Kan tillverkas i andra storlekar.

Art.nr. 705000



Alla produkter är gjorda i rostfritt stål AISI304 och är elektrolytpolerade för jämna och rena ytor.

Uppfyller sjukvårdens hygienkrav och är autoklavbara.



INSTRUMENTGALLER

705000	Ins.galler 450x340x70
705005	Ins.galler 340x250x70
705010	Ins.galler 250x170x70
705200	Ins.galler lock 450x340
705205	Ins.galler lock 340x250
705210	Ins.galler lock 250x170

TILLBEHÖR

705100	Fjäder till ins.galler 190 mm
705105	Fjäder till ins.galler 131 mm <i>För fixering och indelning av operationsinstrument.</i>
705115	Saxstöd till 705000
705120	Saxstöd till 705005
705125	Saxstöd till 705010
705130	Stödpinne
705215	Ins.galler, innerlock 438x328
705220	Ins.galler, innerlock 328x238
705225	Ins.galler, innerlock 238x158