

# Elastisk binda – Form Fix

Engångs-  
Latexfri

**100% Polyamid**

Gramvikt: 28 g/m<sup>2</sup> ± 2%

**Längd:**

Osträckt: 2,15 m ± 5cm

Utsträckt: 4,1 m ± 5cm

Elasticitet: 160% ± 5%



**Indikationer:** Fixering, stöd och avlastning

**Färg:** Vit

**Autoklaverbar:** Kan steriliseras i EO och ånga 121 °C

**CE-märkning:** Klass 1 enl MDD

**Tillverkning:** Kina

**Certifiering:** ISO 13485:2016

**Lagring:** 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Längd	Avd fp st	Trp fp st
3310021	4 cm x 4 m	20	30 x 20 = 600
3310022	6 cm x 4 m	20	28 x 20 = 560
3310023	8 cm x 4 m	20	24 x 20 = 480
3310024	10 cm x 4 m	20	20 x 20 = 400
3310025	12 cm x 4 m	20	16 x 20 = 320