

SADELSTOL

Artikelnummer: 10-073

Personalstolarna vi levererar är noggrant utvalda. De förenar design och ergonomi fullt ut för en optimal sittställning vid provtagningar, undersökningar och behandlingar. En dålig arbetsställning kan lätt leda till slitage i rygg, nacke och axlar. Bland modellerna finns stolar både i pallutförande och med ryggstöd.

ÖPPEN VINKEL AVLASTAR MUSKLERNA

Med sin unika utformning bidrar sadelstolen till en öppen vinkel mellan ryggrad och höft. De korta ryggmusklerna mellan kotorna slappnar av och belastningen försvinner. Det gör att du alltid sitter ergonomiskt rätt.

Stolens kompakta form ger rörelsefrihet även i trånga utrymmen. Sitthöjden justeras via fotaktivator.



SADELSTOL

EGENSKAPER

Sadelformad sits

5 lättrollade hjul

Höj- och sänkbar

Justerbar sits

SPECIFIKATION

Sitthöjd 590-850 mm

Sitsens djup och bredd: 320x390 mm

Max belastning 120 kg

Diameter fotkryss 500 mm

Vikt 8 kg

TILLVAL

Armstöd Swing 10-076