

# Op-dukar med röntgentråd – gasväv

## Med kontrollkvitto

### Steril

#### Latexfri & PVC-fri



<b>Material:</b>	<b>100% bomull</b> <b>Syddas kanter</b>
<b>Antal trådar:</b>	<b>20</b>
<b>Varp:</b>	<b>120 ± 6</b>
<b>Veft:</b>	<b>80 ± 5</b>
<b>Röntgentråd:</b>	<b>Invävd</b>
<b>Färg:</b>	<b>Svart</b>
<b>Material:</b>	<b>Bariumsulfat, 60% (BaSO<sub>4</sub>) och Polypropylen (PP)</b>
<b>Färg bomull (gasväv):</b>	Vit
<b>Omslagsduk op-duk:</b>	Non-woven 40 g/m <sup>2</sup> blå färg
<b>Kontrollkvitto:</b>	Medicinskt papper, storlek 9,3 x 8 cm Klisteretiketter med färgkod enligt nedan
<b>Standard:</b>	ISO 14079
<b>Absorptionskapacitet:</b>	8,2 g (ml)/gramvikt
<b>Sterilisering:</b>	EO enligt ISO 11135
<b>CE-märkning:</b>	Klass IIa steril enl MDD annex 5
<b>Tillverkning:</b>	Kina
<b>Certifiering:</b>	ISO 13485:2016
<b>Lagring:</b>	5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Storlek	Färgkod	Lager	Vikt/st	Inner fp	Avd fp st	Trp fp st
1258130	30x45cm	Grön	3	11,0 g	5	10x5=50	6x10x5=300
1258131	30x45cm	Brun	4	15,0 g	5	10x5=50	6x10x5=300
1258132	45x70cm	Grå	3	26,0 g	1	30x1=30	6x30x1=180
1258133	45x70cm	Svart	3	26,0 g	5	5x5=25	6x5x5=150
1258138	45x70cm	Grå	4	33,5g	1	25x1=25	6x25x1=150
1258139	45x70cm	Svart	4	33,5g	5	5x5=25	6x5x5=150