

# PATIENTVAGN 430

Artikelnummer: 6-430

*Våra akutpatientvagnar är konstruerade och utrustade för att klara de tuffaste miljöerna på sjukhusens akutmottagningar och för trygga patienttransporter mellan avdelningarna. Stabilt, säkert och lättmanövrerat är nyckelfaktorerna.*

## TVÅDELAD ALLROUNDVAGN

Patientvagn som passar både för uppvakning och dagkirurgi. Madrassen är utrustad med fyra handtag på varje sida för att snabbt kunna förflytta patienten. Huvuddelen justeras smidigt med gasfjäder och den tvådelade liggplattan kan snabbt fällas till chockläge. Hydraulisk höjning och sänkning sker rakt upp och rakt ner sker, utan förskjutning i längdriktningen.

Alla funktioner är fastmonterade på vagnen för att alltid finnas lätt tillhands. De två grindarna är nedfällbara i sidled och på den ena finns en stabil droppställning som fälls upp vid användning. Patientens tillhörigheter placeras i korgen på underredet. De två avvisarhjulens finns vid fotändan, där man oftast behöver dem.

Fyra centrallåsta hjul, varav två riktningsspärrade, ingår i grundutförandet.



# PATIENTVAGN 430

## EGENSKAPER

2-delad
Hydraulisk höj-/sänkbar
Centrallåsta hjul
Chockläge
Fällbara grindar
Droppställning
Förvaringskorgar
Stabil i alla lägen

## SPECIFIKATION

Patientvikt	200 kg
Längd	2015 mm
Liggglängd	1930 mm
Bredd	750 mm
Liggbredd	650 mm
Höjd exkl. madrass	520 - 835 mm
Madrass, bredd	620 mm
Madrass, längd	2010 mm
Madrass, tjocklek	70 mm

## TILLVAL

Madrass tryckavlastande	6-440
Kudde tryckavlastande	6-441
Kudde till akutpatientvagn	6-447
Märkskylt	6-472