



Varicex® S
Zinklimbinda

Varicex S är en zinklimbinda och den enda som kan appliceras utan att man behöver klippa. Den är komfortabel, lätt och smidig för patienten. Det bildas inte några irriterande veck, då bindan är både längs- och tvärelastisk.

Zink har en läkande förmåga. Zinklimbindan appliceras direkt mot hud och sår vid dubbelbandagering tillsammans med t ex klisterbinda typ Fortelast eller fixeringsbinda typ Mollelast haft.

Bandaget kan sitta på upp till en vecka eller enligt läkarens ordination.

Material:

Bindan består av 80% viskos och 20% polyamid.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
10cmx5m	20630	10	80
10cmx7m	20631	10	60
10cmx10m	20632	10	30



Varicex® F
Zinklimbinda

Till skillnad från Varicex S, så är Varicex F, fast i sin väv och därav inte elastisk.

Zink har en läkande förmåga. Bindan är lätt att applicera och appliceras direkt mot hud/sår vid dubbelbandagering tillsammans med t ex klisterbinda Fortelast eller fixeringsbinda Mollelast haft. Bindan kan sitta på upp till en vecka eller enligt läkarens ordination.

Material:

Bindan består av 100% bomull.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
10cmx5m	20600	10	80
10cmx7m	20601	10	60
10cmx10m	20602	10	50

För ytterligare information,
var god se bipacksedel.