



Klinipress nonwovenkompress

Klinipress osterila nonwovenkompresser

Kompresserna är tillverkade av 67% viskos och 33% polyester (30g/m²).

Materialet är starkt och mjukt, luddar ej.

Användningsområde/bruksanvisning: Används för rengöring/avtorkning, antingen i torrt skick alt. fuktad med t ex vatten eller NaCl. Klinipress absorberar vätska. Produkten är mjuk och hudvänlig och kan också användas som skydd. Produkten används när sterila produkter ej krävs.

Hållbarhet: 5 år i oöppnad förpackning.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek (cm)	Avd.förp.	Trsp.förp.
10021096	4-lagers osterila nonwovenkompresser	5x5 cm	100	5000
10021097	4-lagers osterila nonwovenkompresser	7,5x7,5 cm	100	5000
10021098	4-lagers osterila nonwovenkompresser	10x10 cm	100	5000

Leverantör

Medeco

För mer information/Order

Mediq Sverige AB, Box 10302, 434 24 Kungsbacka

tel 031-388 93 00, www.mediq.se, kundservice.hospital@mediq.com