

Sterila non-woven kompresser

5-pack

Latexfritt

70% viskos

30% polyester

Gramvikt: 30 g/m²



Färg: Vit, utan optiskt blekmedel

Avd fp design: Kan öppnas upptill alt via perforering på ena gaveln

Sterilisering: EO enligt ISO 11135

CE-märkning: Klass 1 steril enl MDD annex 5

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Storlek	Antal lager	Avd fp st	Trp fp st
2250002	5 x 5 cm	4	30 x 5 = 150	20 x 30 x 5 = 3000
2250004	7,5 x 7,5 cm	4	30 x 5 = 150	20 x 30 x 5 = 3000
2250006	10 x 10 cm	4	30 x 5 = 150	18 x 30 x 5 = 2700
2250008	10 x 20 cm	4	16 x 5 = 80	18 x 16 x 5 = 1440