

Sterila non-woven kompresser

2-pack

Latexfritt



70% viskos
30% polyester
Gramvikt: 30 g/m²



Färg: Vit, utan optiskt blekmedel

Avd fp design: Kan öppnas upptill alt via perforering på ena gaveln

Sterilisering: EO enligt ISO 11135

CE-märkning: Klass 1 steril enl MDD annex 5

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Storlek	Antal lager	Avd fp st	Trp fp st
2250001	5 x 5 cm	4	70 x 2 = 140	20 x 70 x 2 = 2800
2250003	7,5 x 7,5 cm	4	70 x 2 = 140	20 x 70 x 2 = 2800
2250005	10 x 10 cm	4	70 x 2 = 140	18 x 70 x 2 = 2520
2250007	10 x 20 cm	4	35 x 2 = 70	18 x 35 x 2 = 1260