

Position 940 - 942

Sterila gasvävskompresser 5-pack

Latexfritt

100% blekt bomull

17 trådar

Varp: 104 ± 4

Veft: 72 ± 4

Färg: Vit



Avd fp design: Kan öppnas upptill alt via perforering på ena gaveln

Sterilisering: EO enligt ISO 11135

CE-märkning: Klass 1 steril enl MDD annex 5

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Storlek	Antal lager	Avd fp st	Trp fp st
1250002	5 x 5 cm	8	25 x 5 = 125	20 x 25 x 5 = 2500
1250004	7,5 x 7,5 cm	8	25 x 5 = 125	20 x 25 x 5 = 2500
1250006	10 x 10 cm	8	25 x 5 = 125	18 x 25 x 5 = 2250
1250008	10 x 20 cm	12	8 x 5 = 40	18 x 8 x 5 = 720
1250010	10 x 10 cm	12	25 x 5 = 125	18 x 25 x 5 = 2250