




WP Ultraljudsgel Blåfärgad 260 g 4150

Wing Plasts Ultraljudsgel 4150 är ett kontaktgel för ultraljud av mycket hög kvalitet. Finns i storlekarna 260 g, 1 kg och 5 kg. Finns även som transparent och i Sterilt utförande om 20 g.

- Innehåller inget salt för att förhindra skada på sonda
- Irriterar inte huden även efter många scanningar
- Utmärkt viskositet (80 000 RPM5-STD 18C)
- Snabb överföringshastighet
- Perfekt akustisk impedans
- Extremt effektiv
- Bakteriostatiska nivåer lägre än tillåtna även av de strängaste internationella standarderna

WP Ultraljudsgel Blåfärgad 260 g

4150



Innehåll

- Vatten
- Polymer
- Fuktighetsbevarande medel
- Konserveringsmedel

Information

- Den är dermatologiskt testad och innehåller ej salt



Vikt

- Detalj: 260 g
- Transportförpackning: 7 kg
- Pall: 736 kg

Förpackning

- Avdelningsförpackning: 25 st
- Transportförpackning: 25 st
- Pallkvantitet: 2400 st

Transportförpackning Pall



30-4150-001-180523