


BD™ Spinalkanyl (Quincke slipning), specialstorlekar



- Optimal quincke slipning för minsta möjliga hål i duran.
- Specialdesignad mandrin som minimerar risken för "biopsi effekt" under införandet.
- Släta osilikoniserade spinalkanyler för smidig penetration utan risk att tillföra silikon in i spinalvätskan.
- Ergonomiskt utformad, transparent ansats för bekväm känsla och snabb identifiering av spinalvätskan.
- Komplet, färgkodat sortiment från 18 G till 27 G.
- Produkterna 405148, 405149, 405211 och 408360 är även lämpliga att användas för sympatikus blockader.
- Produkten 408360 kan även användas som introducer/ledare till BD™ Chiba kanyler.



BD Spinalkanyler, extra långa

Storlek ytterdiam x längd G x tum	Storlek ytterdiam x längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
25 x 4 11/16	0,50 x 119	Blå	10/50	405234
22 x 5	0,70 x 127	Svart	10/50	405148
22 x 7	0,70 x 178	Svart	10/50	405149
20 x 6	0,90 x 152	Gul	10/50	405211
18 x 6	1,20 x 152	Rosa	10/50	408360

BD Spinalkanyler, Neonatal

25 x 1	0,50 x 25	Blå	25/200	405243
25 x 2	0,50 x 50	Blå	25/200	405245

BD Spinalkanyler, sampackade med introducer

27 x 3 1/2 + introducer 22G	0,40 x 90	Grå	25/200	405069
26 x 3 1/2 + introducer 20G	0,45 x 90	Brun	25/200	405065
25 x 3 1/2 + introducer 20G	0,50 x 90	Orange	25/200	405084

Introducer

22 x 1 1/4 (passar till 27G)	0,70 x 32	Transparent	25/200	405261
20 x 1 1/4 (passar till 25G-26G)	0,90 x 32	Transparent	25/200	405260

Materialinnehåll

Kanyl: Rostfritt stål
Ansats: Polypropylen
Lim: Epoxy resin

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex

Förpackningsmaterial

Polyetylen
Tyvek-laminat
Kartong
Wellpapp



Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
(Klass III)



Helping all people
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
Box 47204
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08 - 77 55 100
www.bd.com