



FixoCath



Infusionsfilter



LOR spruta



Tillbehör Epidural och SonoSystems

FixoCath

FixoCath är samtidigt ett kirurgiskt förband och fixation och placeras direkt på ingångstället. Maximal rörelsefrihet för patienten är garanterad även här.

Platt infusionsfilter

Filterstorlek 0.2 µm

LOR spruta

Lost-of-Resistance-spruta, underlättar enkel och tillförlitlig identifiering av epiduralrummet genom tillförsel av luft eller av natriumklorid saltlösning. 10 ml, Luer Lock

Artikelnummer	Beskrivning	Avd. förp.
10012921	Fixo Cath	10
10021346	Platt infusionsfilter	10
10012098	LOR spruta	10

Leverantör

PAJUNK®

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com