

En ny upplevelse av blodprovstagnning



BD Vacutainer® **UltraTouch™**
Push Button venprovtagningssset
med tryckknapp

*En ny upplevelse av blodprovstagnning
för patienter och vårdpersonal*



En ny upplevelse av blodprovstagning för patienter och vårdpersonal



Minskar oavsiktliga stickskador med upp till 88 %.

Säkerhetsaktivering med en hand aktiveras i venen och drar in kanylen direkt efter användning.



Minimerar obehaget för patienten.

PentaPoint™-spetsen kräver 32 % mindre penetrationskraft.



Förbättrad venpunktion.

Den extra tunna RightGauge™-kanylen gör att man kan använda en tunnare kanyl för mindre vener utan att kompromissa med fyllnadstider eller provkvalitet.

Välj BD Vacutainer® **UltraTouch™** Push Button venprovtagningsset med tryckknapp varje gång

| BD artikelnummer | Beskrivning | Avd. förp/ Transport förp. |
|------------------|--|-------------------------------|
| 367363 | 25G x 0,75" (0,5 x 19 mm) kanyl med 12" (305 mm) slang och lueradapter | 50/200 |
| 367364 | 23G x 0,75" (0,6 x 19 mm) kanyl med 12" (305 mm) slang och lueradapter | 50/200 |
| 367365 | 21G x 0,75" (0,8 x 19 mm) kanyl med 12" (305 mm) slang och lueradapter | 50/200 |
| 367391 | 25G x 0,75" (0,5 x 19 mm) kanyl med 7" (178 mm) slang och lueradapter | 50/200 |
| 367392 | 23G x 0,75" (0,6 x 19 mm) kanyl med 7" (178 mm) slang och lueradapter | 50/200 |
| 367393 | 21G x 0,75" (0,8 x 19 mm) kanyl med 7" (178 mm) slang och lueradapter | 50/200 |

www.bd.com/vacutainer/ultratouch

BD, BD-logotypen och alla andra varumärken tillhör Becton, Dickinson and company. ©2016 BD

WEU060.1_Y_SWE



BD AB Sverige
Marieviksgatan 25
Box 472 04
100 74 Stockholm