



Leverantör:  
Key Surgical

## Kabelfixering/buntband

Kabelfixering/buntband i silikon.  
Värmetåliga upp till 134° C.  
Används t ex för att fästa märkbrickor, bunta  
ihop instrument, färgkodning.  
För engångsbruk.

Förpackning: 100 st

Art.nr	Ref.nr	Färg	Längd mm	Bild
10020123	09246	Natur	60	1
10020452	09252	Grön	60	1
10020453	09253	Blå	60	1
10020454	09254	Gul	60	1
10020451	09255	Svart	60	1
10020449	09259	Rödbrun	60	1
10025834	09257	Ljusgrå	60	1
10020450	09258	Orange	60	1
10020448	09260	Grå	60	1
10020447	09261	Lila	60	1
10020446	09397	Ljusblå	60	1



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

Art.nr	Ref.nr	Färg	Längd mm	Bild
10021455	09231	Natur, tunn	110	2
10020124	09373	Natur, bred	110	3
10021456	09235	Röd, tunn	110	2
10021110	09374	Röd, bred	110	3
10021457	09236	Gul, tunn	110	2
10019833	09375	Gul, bred	110	3
10021458	09237	Grön, tunn	110	2
10021109	09376	Grön, bred	110	3
10021459	09238	Blå, tunn	110	2
10021682	09377	Blå, bred	110	3
10022005	09369	Lila, tunn	110	2
10022006	09370	Svart, tunn	110	2
10021108	09379	Svart, bred	110	3
10021107	09378	Orange, bred	110	3
10020125	09282	Natur	190	4
10020457	09283	Röd	190	4
10021465	09284	Grön	190	4
10020456	09285	Blå	190	4
10021992	09286	Gul	190	4
10022007	09381	Orange	190	4
10020455	09382	Svart	190	4
10021460	09239	Röd	210	5
10021461	09240	Gul	210	5
10021462	09241	Grön	210	5
10021463	09242	Blå	210	5
10020602	09371	Lila	210	5
10020603	09372	Svart	210	5
10022061	09586	Natur	210	5
10019426	09730	Röd	224	5
10019482	09733	Gul	224	5



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com