



Packskynke Reliance[®] Solo

Syntetiskt enstegs packskynke i ett tvålayers SMMMS-SMMMS material.

- Förenklad packprocess
- Enstegs aseptisk presentation
- Funktionell barriär som ger ett bra skydd mot penetration av mikroorganismer genom de två lagren
- Bra skydd mot revor och hål
- Två färger (grönt/blått) ger en enkel identifiering av skador vid frakt/lagring
- Validerad för de vanligaste steriliseringsprocesserna (sterrad, ånga, etylenoxid och plasma)
- Tre styrkor/tjocklekar finns tillgängliga beroende på tyngden på lasten
- Uppfyller standarderna EN 868-2 och EN ISO 11607-1
- Latexfri
- Varje packskynke är märkt med batchnummer för full spårbarhet
- Förpackningar skall lagras torrt och dammfritt i rumstemperatur, skyddat från solljus

Art.nr.	Beskrivning (vikt i gram)	Storlek mm	St/ förp.
10021480	RELIANCE [®] SOLO 200 B/G (43/43g)	600 x 600	125
10021481	RELIANCE [®] SOLO 200 B/G (43/43g)	750 x 750	75
10021482	RELIANCE [®] SOLO 200 B/G (43/43g)	900 x 900	50
10021483	RELIANCE [®] SOLO 200 B/G (43/43g)	1000 x 1000	50
10021484	RELIANCE [®] SOLO 200 B/G (43/43g)	1200 x 1200	50
10021485	RELIANCE [®] SOLO 200 B/G (43/43g)	1400 x 1400	25
10019201	RELIANCE [®] SOLO 300 B/G (50/50g)	750 x 750	50
10019202	RELIANCE [®] SOLO 300 B/G (50/50g)	900 x 900	50
10019203	RELIANCE [®] SOLO 300 B/G (50/50g)	1000 x 1000	50
10019204	RELIANCE [®] SOLO 300 B/G (50/50g)	1200 x 1200	50
10019205	RELIANCE [®] SOLO 300 B/G (50/50g)	1400 x 1400	25
10019206	RELIANCE [®] SOLO 400 B/G (60/60g)	750 x 750	50
10019207	RELIANCE [®] SOLO 400 B/G (60/60g)	900 x 900	50
10019275	RELIANCE [®] SOLO 400 B/G (60/60g)	1000 x 1000	50
10019276	RELIANCE [®] SOLO 400 B/G (60/60g)	1200 x 1200	25
10019277	RELIANCE [®] SOLO 400 B/G (60/60g)	1400 x 1400	25