



B. Braun CARESITE® | Produktdatablad

Nålfritt split-septum injektionsmembran



Beskrivning

Skyddar mot mikrobiell kontamination

- Slätt och desinfekterbart injektionsmembran av typen split-septum
- Slutet system – minimerar risk för luftemboli på grund av självtätande ventil som undviker intag av luft
- Minskar risken för kemisk kontaminering eftersom ventilen förhindrar spill / exponeringen av läkemedlet
- Transparent plastmaterial för bättre kontroll av administrationsflödet samt flushning
- Nålfritt injektionsmembran minskar risken för partikelföreningar genom att förhindra 'coring' av membran och risken för nålstickskador. Öppen vätskekana.

Förhindrar kateterocklusion

- Positivt avslut ger en bolus av vätska för att rensa kateterspetsen när den kopplas bort från enheten. Det rensar katetern och låser den mot bakåtflytande blod, vilket minskar risken för ocklusioner till följd av reflux.

- PVC- / DEHP- och Latex-fri

Lätt att använda

- Trycktålig upp till 400 psi (415122-01, 400 psi och 470100-01, 300 psi)
- Lättåtkomlig
- Kompatibel med Luer och Luer-Lock

CARESITE®	Längd (cm)	Fyllnadsv. (ml)	Slang Inner Ø (mm)	Slutet system	Split Septum	Avd.fp/ Trnsp.fp	Artikel nummer
CARESITE® 	-	0,22	-	•	•	100	415122-01
Förlängningsslang							
CARESITE®  1-gren mikro	20	0,5	1,3	•	•	100	470100-01
CARESITE®  1-gren makro	15	0,9	2,8	•	•	100	470108-01
CARESITE®  2-gren mikro	18	0,9	1,3	•	•	50	470106-01
CARESITE®  2-gren mikro+backv	22	1,6	1,3	•	•	100	470182
CARESITE®  3-gren mikro	20	1,3	1,3	•	•	50	470160
CARESITE®  3-gren mikro+ backv	22	2,0	1,3	•	•	50	470161