

## Instrumentskydd Steris

- Skyddet är avsett att skydda förpackningen så att instrumenten inte skadar den sterilbarriären
- Skyddshylsor används för att skydda högkvalitativa instrument från skador under förberedelse, transport och förvaring.
- De är därför lämpliga för de vanligaste instrumenten såsom krokar eller knivar. Engångsanvändning.
- veckbara kanter kan vikas inåt för att förhindra att smala instrument glider ut

| Mediq artnr | Lev artnr | Beskrivning                    | Antal/fp |
|-------------|-----------|--------------------------------|----------|
| 10021542    | O1471     | nstrumentskydd Plast 105x25 mm | 1000/fp  |

