

Tejp > Suturetejp



Allergivänlig, förstärkt suturetejp som sluter sårytorna för att underlätta läkning. Tejpen ger ett utmärkt kosmetiskt resultat.

Enkel att applicera och att ta bort efter avslutad behandling.

Uppfyller standard:

MDD 93/42/EEC, EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2004, EN 11737-1



Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
36519068	Suturetejp 13mm x 102mm 6 strips/fp	200	800	N	N	S	NEJ
36519069	Suturetejp 25mm x 102mm 4 strips/fp	50	50	N	N	S	NEJ
36519064	Suturetejp 3mm x 75mm 5 strips/ark	200	800	N	N	S	NEJ
36519067	Suturetejp 6mm x 102mm 10 strips/fp	200	800	N	N	S	NEJ
36519066	Suturetejp 6mm x 38mm 6 strips/ark	200	800	N	N	S	NEJ
36519065	Suturetejp 6mm x 75mm 3 strips/ark	200	800	N	N	S	NEJ

Produktbladsnr 3304

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2018-12-07 14:08