



Plastkanyler

för spolning/sårdebridering

Plastkanyler för spolning/sårdebridering

Plastkanyler för rengöring av sår. Plastkanylerna kan användas för att spola med, att mekaniskt debridera samt att suga upp spillningen från såret.

- + För engångsbruk, sterila (E-beam).
- + Böjbara för att kunna användas även i t ex undermineringar.
- + Plastkanylerna finns med 2 olika "toppar"
 - + Rund kula, extra skonsam.
 - + Avlång avsmalnande, för att kunna mekaniskt debridera med.
- + Plastkanylerna finns även i olika längder.

Artikel nummer	Beskrivning	Totallängd	Kanyllängd	Inner-diameter	Kanylens topp	Avd förp
10021672	Steril	45 mm	35 mm	6x11 cm	Rund	21
10021670	Steril	70 mm	60 mm	10x15 cm	Avlång	21
10021673	Steril	90 mm	75 mm	15x15 cm	Avlång	21
10021671	Steril	100 mm	80 mm	15x30 cm	Avlång	21

Leverantör

Keysurgical

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com