



Liv Sanitary WC

Produktinformation

Oparfymrat svanenmärkt wc-rengöringsmedel. Tar effektivt bort smuts och kalkbeläggningar utan att belasta miljön eller material.

pH värde: ca 2

Bruksanvisning

Ytan ska vara blöt, sedan appliceras medlet. Låt verka i 1-5 min, och bearbeta sedan med svamp eller borste. Spola. Får inte blandas med klorhaltiga produkter typ Klorin.

Dosering

Appliceras direkt från flaskan i toalettstolen. Låt verka ett par minuter. Borsta och skölj sedan. Barnsäkrad kapsel. Tryck på den transparenta kapsyldelen och vrid motsols. Efter användning ska den transparenta kapsyldelen åter sättas på.

Produktdata

Artikelnummer

17809750

Benämning

Liv Sanitary WC 750 ml

Antal/kartong

8 * 750ml

EAN

7391443178016

Hantering

Lagras väl försluten i normal rumstemperatur.

Tömd förpackning sorteras som plastförpackning.

