

Produktblad

Artikelnummer	50-7510
Benämning	PleurX dränageset 1000 ml inkl. tillbehör.
Beskrivning	Dränageset för koppling till PleurX kateter (art.nr. 50-7050 eller 50-9050) för dränage av pleuravätska eller ascites med sug. Integrerad dränageslang med munstycke för säker användning och slutet system. Innehåller allt som behövs för ett dränage, även förbandsmaterial och ventillock.
Antal per förpackning	10 st / fp
Material	Flaskan består av PETG med en integrerad dränageslang av PVC.

