

## Produktblad

<b>Artikelnummer</b>	<b>50-7505</b>
<b>Benämning</b>	ewimed dränageset 2000 ml
<b>Beskrivning</b>	Dränageset för koppling till PleurX kateter (art.nr. 50-7050 eller 50-9050) för dränage via tyngdkraft. Integrerad dränageslang med munstycke för säker användning och slutet system. Innehåller allt som behövs för ett dränage, även förbandsmaterial och ventillock.
<b>Antal per förpackning</b>	10 st / fp
<b>Material</b>	PVC, PP m.fl.

