

1-lumen CVK, 16G, 30 cm

CS-04400

**Komplett set med:**

- 1 Ledare 0.81 mm x 60 cm med J-Tip/rak, och Arrow Advancer
- 1 Dilatator
- 1 Seldinger-introduktionskanyl 18 G x 6,35 cm
- 1 Introd.kateter 18 G över kanyl 20 G
- 1 Fixeringsvinge (fast och mobil)
- 1 Spruta 5 ml
- 1 Adapter Arrow-Johans RAECG

**Fyllnadsvolym / flöde:**

0,32ml/ 3200/tim.

**Avdelningsförpackning: 10 st**

**Transportförpackning: 10 st**



**PVC, ftalat och latexfri**



**Tillbehör**



**Ledare med enhandsmataren Arrow Advancer.**



**Mobil fixeringsvinge**