

IV Terapi
Nålfria injektionsmembran & tillbehör



bionector®

Produktutbud



Value Life

bionector® är ett nålfritt injektionsmembran som medför att läkemedel, vätskor och blodprodukter kan ges till patienten på ett hygieniskt och säkert sätt.

	Art:nr	Beskrivning	Avd. Fp/ Trp. Fp
	896.03	Bionector i blisterförpackning	50 / 2400
	896.11	Arteriell Bionector i blisterförpackning	50 / 2400
	896.038	Bionector med skydd på male luer i blisterförpackning	50 / 2400
	896.01	Bionector med non-touch applikator	50 / 1600
	896.02	Bionector med dubbelförpackning: non-touch applikator och blisterförpackning	25 / 1200
	896.31	Arteriell Bionector med non-touch applikator	50 / 1600

bionector® octopus®

bionector® octopus® medför att flera infusioner/injektioner kan ges samtidig i samma intravenösa infart.

bionector®

	Art:nr	Antal lumen	Slang-längd	ARV*	Fyllnads-volym	Avd.Fp / Trp.Fp
	5222.014	1	10 cm	0	↔ 0.29 ml	50 / 600
	85222.01D	1	10 cm	0	↔ 0.28 ml	50 / 300
	841.264	2	10 cm	0	↔ 0.34 ml	50 / 300
	841.232	2	3 cm	2	← 0.30 ml	10 / 240
	842.209	2	6 cm	1	← 0.36 ml ↔ 0.33 ml	10 / 240
	841.364	3	10 cm	0	↔ 0.34 ml	10 / 240
	842.312	3	6 cm	3	← 0.44 ml	10 / 240
	842.311	3	6 cm	2	← 0.36 ml ↔ 0.33 ml	10 / 240
	842.414	4	6 cm	3	← 0.36 ml ↔ 0.25 ml	10 / 120
	842.514	5	6 cm	4	← 0.36 ml ↔ 0.25 ml	10 / 120

* Anti-Reflux Ventil

← Lumen med Anti-reflux ventil

↔ Lumen utan Anti-reflux ventil

bionector® readysets

bionector® readysets är designade för multipla och simultana infusioner/injektioner hos neonatala barn med bara en intravenös infart.

	Art:nr	Antal lumen	Slang- längd	Fyllnads- volym	Filter	Trp.Fp/ Avd.Fp
 readysset feed	836.201	2	1 x 15 cm 1 x 2 cm	1 x 0.84 ml 1 x 0.24 ml	Ja Avluftande 0.22 µm	10 / 120
 safe T piece	836.204	1	1 x 11 cm	1 x 0.64 ml	Ja Avluftande 0.2 µm	10 / 120
 readysset unite	836.205	3	2 x 20.5 cm 1 x 2 cm	2 x 0.98 ml 1 x 0.26 ml	Ja Avluftande 0.22 µm	10 / 120
 readysset unite	836.210	3	2 x 20.5 cm 1 x 2 cm	2 x 1.0 ml 1 x 0.26 ml	Ja Avluftande 0.22 µm	10 / 120
 Luer lock T connector	822.111	1	1 x 10 cm	1 x 0.3 ml	Nej	20 / 240
 Luer slip T connector	822.611	1	1 x 10 cm	1 x 0.3 ml	Nej	25 / 1200

Filtren i Bionector readysets är inte lämpliga att administrera blod eller lipidprodukter genom.

bionector® vyclic 3-vägskran

bionector® vyclic 3-vägskran och bionector® vyclic 3-vägskran med förlängningsslang kombinerar 3-vägskranens fördelar med Bionectors säkerhet/renhet.

bionector®

	Art:nr	Bionector	Fyllnads- volym	Avd.Fp / Trp.Fp
	70876.201	1	0.26 ml	50 / 300


	876.002	2	0.28 ml	50 / 300
---	---------	---	---------	----------

bionector® vyclic 3-vägskran med förlängningsslang



Art:nr	Bionector	Slang- längd	Fyllnads- volym	Avd.Fp/ Trp.Fp
5141.01	1	13.5 cm	1.10 ml	50 / 200
5141.011	2	13.5 cm	1.10 ml	50 / 200
5141.00	1	25 cm	1.70 ml	50 / 200
5141.001	2	25 cm	1.70 ml	50 / 200
5141.10	1	100 cm	5.40 ml	25 / 150

biovystar® kranblock med bionector® medför att flera infusioner säkert och hygieniskt kan infunderas simultant i samma infart.



Art:nr	Kranar	Bionector	Förlängnings-slang	Kranblocks-hållare	Fyllnads-volym	Avd.Fp / Trp.Fp
5828.023	2	3	50 cm	Ja	0.67 ml	25 / 100
5828.223	2	3	150 cm	Ja	0.67 ml	25 / 100
5828.033	3	4	50 cm	Ja	0.77 ml	15 / 60
5828.233	3	4	150 cm	Ja	0.77 ml	15 / 60
5828.043	4	5	50 cm	Ja	1.06 ml	15 / 60
5828.243	4	5	150 cm	Ja	1.06 ml	15 / 60
5828.053	5	6	50 cm	Ja	1.16 ml	15 / 60
5828.253	5	6	150 cm	Ja	1.16 ml	15 / 60
5828.063	6	7	50 cm	Ja	1.33 ml	15 / 60
5828.263	6	7	150 cm	Ja	1.33 ml	15 / 60

[illegible]

För ytterligare information, vänligen kontakta: info@vygon.se

The specifications given in this brochure are for information only
and are not, under any circumstances, of a contractual nature.

Vygon (Sweden) AB. Högströmsgatan 16 931 33 Skellefteå
Tel: 0910-884 50. Fax: 0910- 884 54. www.vygon.se.



www.vygon.com