

Handhållen pulsoximeter NT1A



NT1A

En kompakt och lätt pulsoximeter som kan användas på nyfödda, barn och vuxna.

2 års garanti

Kompakt och lätt

Kan användas på nyfödda, barn och vuxna

Drivs med 4 st vanliga AA-batterier

Kan övervaka kontinuerligt eller göra "spot checks" Upplyst LCD-display

Måtfrekvens puls: 30 bpm ~ 250 bpm

Måtfrekvens Spo2: 0 ~ 100 %



Beställningsinformation

Artikelnummer

NT1A

Mått

69 mm (B) x 130 mm (H) x 22 mm (D)

Vikt


Utan batterier: 395 g

Med batterier: 495 g




An ADDvise Group Company

IM-Medico Svenska AB | Tegelluddsvägen 76, 115 28 STOCKHOLM | +46 8 715 55 10 | info@im-medico.se | www.im-medico.se



AC033-115



S400P-160114



DP400N/A-090108



S400A-160114



Y400-160118(C)



Y400-160114



NT1-BAG-01



T400A-160118

T400P-160118



NT1A-RUB-01

Tillbehör och sensorer

Produkt	Mått	Artikelnummer
Fingersensor Vuxen	1.6 m kabel	S400A-160114 NT1A
Fingersensor Barn	1.6 m kabel	S400P-160114 NT1A
Fingersensor Neonatal	1.6 m kabel	Y400-160114 NT1A
NT1A Fingersensor vuxen, Soft	1.6 m kabel	T400A-160118
NT1A Fingersensor barn, Soft	1.6 m kabel	T400P-160118
Öronsensor	1.6 m kabel	Y400-160118(C)
NT1D Engångs Neo/Vuxen	1.6 m kabel	DP400N/A-090108
Mellankabel sensor	2.4 m kabel	AC033-115
NT1A Väska	1.6 m kabel	NT1-BAG-01
NTA Orange skyddshölje	1.6 m kabel	NT1A-RUB-01

