

Barnvåg BW-0365 (Klass III MDD)

Barnvåg för medicinskt bruk. Vågskålen med dess tydliga profil och omslutande sidor bidrar till att såväl barn som användare kan känna sig trygga vid vägning. Den låga höjden på liggdelen av vågskålen gör vågen extremt stabil och säker. Integrerat bärhandtag gör den enkel att bära med sig. Displayen är lätt att läsa av och vågens konstruktion gör vågen mycket enkel att hålla ren.



Specifikationer

- ✓ Kapacitet: 6/15-6/20Kg
- ✓ Noggrannhet: 2/5-5/10g
- ✓ OIML Klass III
- ✓ CE inkl. MDD
- ✓ Total vikt: 4,6 kg
- ✓ Storlek, totalt: 600 x 300 x 160 mm
- ✓ Storlek, plattform: 600 x 270 mm

Funktioner

- ✓ Rörelsekompensation för snabb avläsning av stabila värden
- ✓ Funktion för viktskillnad
- ✓ 9 minnespositioner
- ✓ Zero/Hold/Tare/Pre-Tare
- ✓ Ingjutet bärhandtag
- ✓ AC adapter eller AA batterier (batterier inkluderas ej)
- ✓ Väska som tillbehör