



Produktblad

Rengöringsborstar

Leverantör:
Steris



at the heart of healthcare

Rengöringsborste

För ihåliga instrument/rör, med plast-topp



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10023073	AT-18-105	Borste Ø 2,7mm längd 450mm borstlängd 25mm, blå,	2-pack
10024568	AT-24-118	Borste Ø 3mm längd 600mm borstlängd 25mm, blå,	2-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	För MIC instr.	Förp.
10023558	09052	Borste Ø 4mm längd 300mm borstlängd 100 mm		5-pack
10021502	09345	Borste Ø 4mm längd 500mm borstlängd 100mm		5-pack
10023559	09336	Borste Ø 5mm längd 250mm borstlängd 100mm		5-pack
10021996	09306	Borste Ø 5mm längd 300mm borstlängd 100mm	Ja	5-pack
10022490	09318	Borste Ø 5mm längd 405mm borstlängd 80mm	Ja	5-pack
10026143	09312	Borste Ø 5mm längd 610mm borstlängd 100mm	Ja	5-pack
10020485	09317	Borste Ø 5mm längd 650mm borstlängd 100mm	Ja	5-pack
10019080	09492	Borste för Reamer Ø 5mm 800mm borstlängd 100mm		3-pack
10018982	09053	Borste Ø 6mm längd 300mm borstlängd 100mm		5-pack
10023146	09068	Borste Ø 7mm längd 500mm borstlängd 100mm		5-pack
10023450	09311	Borste Ø 7mm längd 610mm borstlängd 100mm	Ja	5-pack
10023145	09054	Borste Ø 8mm längd 300mm borstlängd 100mm		5-pack
10019027	09303	Borste Ø 10mm längd 140mm borstlängd 45mm		5-pack
10022886	09055	Borste Ø 10mm längd 300mm borstlängd 100mm		5-pack
10018981	09310	Borste Ø 10mm längd 610mm borstlängd 100mm	Ja	5-pack
10023147	09309	Borste Ø 12mm längd 610mm borstlängd 100mm	Ja	5-pack
10021401	09056	Borste Ø 15mm längd 300mm borstlängd 100mm		5-pack
10022000	09332	Borste Ø 20mm längd 500mm borstlängd 100mm		5-pack
10021495	09059	Borste Ø 30mm längd 300mm borstlängd 80mm		5-pack

Rengöringsborste

För ihåliga instrument/rör



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10020425	09366	Borste Ø 0.6mm längd 450mm Spets U borstlängd 8mm Specialmodell med borsten på mitten	5-pack
10000020	BR-06-039	Borste Ø 1mm längd 150mm borstlängd 63mm	2-pack
10023076	PP-16-039	Borste Ø 1mm längd 400mm borstlängd 25,4mm Polypropylenborst, handtag i rostrfitt stål med ögla	2-pack
10023164	BR-18-039	Borste Ø 1mm längd 450mm	2-pack
10022008	09388	Borste Ø 1,4mm längd 450mm Spets U borstlängd 15mm Specialmodell med borsten på mitten	5-pack
10020432	BZ-12-062	Borste Ø 1,58mm längd 300mm	2-pack
10021267	PP-22-062	Borste Ø 1,58mm längd 560cm borstlängd 254mm Polypropylenborst, handtag i rostrfitt stål med ögla	2-pack
10023163	BR-18-070	Borste Ø 1,8mm längd 450mm	2-pack
10023163	BR-18-070	Borste Ø 1,8mm längd 450mm	2-pack
10020369	09339	Borste Ø 2mm längd 300mm borstlängd 100mm	5-pack
10022003	09342	Borste Ø 2mm längd 350mm borstlängd 100mm	5-pack
10018555	BR-08-087	Borste Ø 2,2mm längd 200mm,	2-pack
10021997	09308	Borste Ø 2,5mm ängd 300mm borstlängd 50mm	5-pack
10022002	09340	Borste Ø 2,5mm längd 300mm borstlängd 100mm	5-pack
10020486	09343	Borste Ø 2,5mm längd 400mm borstlängd 80mm	5-pack
10020370	09050	Borste Ø 2,5mm längd 500mm borstlängd 30mm	5-pack
10022741	09313	Borste Ø 2,5mm längd 610mm borstlängd 50mm	5-pack
10024536	BR-08-105	Borste Ø 2,67mm längd 200mm borstlängd 25mm	2-pack
10026147	BR-18-125	Borste Ø 2,67mm längd 450mm	2-pack
10021686	09341	Borste Ø 3mm längd 300mm borstlängd 100mm	5-pack
10021501	09344	Borste Ø 3mm längd 450mm borstlängd 100mm	5-pack
10020620	BR-31-118	Borste Ø 3mm längd 780mm borstlängd 76mm Rengöringsborste för benfräs	3-pack
10021678	09335	Borste Ø 3,5mm längd 250mm borstlängd 100mm	5-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10022001	09338	Borste Ø 3,5mm längd 265mm borstlängd 60mm, m plasthandtag	2-pack
10022229	BR-08-144	Borste Ø 3,7mm längd 200mm borstlängd 0,8mm	2-pack
10019521	BR-12-158	Borste Ø 4mm längd 300mm, Instrumentborste 30 Cm Fp Om 2 St Borst Ø 4 Mm	2-pack
10022230	BR-18-158	Borste Ø 4mm längd 450mm borstlängd 19mm.	2-pack
10023272	BR-12-197	Borste Ø 5mm längd 300mm. Instrumentborste Ø50mm Längd 60 Cm Antimikrobiella Borst.	2-pack
10023162	BR-18-197	Borste Ø 5mm längd 450mm Instrumentborste Ø50mm Längd 46 Cm Antimikrobiella Borst.	2-pack
10020745	BR-31-197	Borste Ø 5mm längd 780mm borstlängd 76mm	3-pack
10020890	026475	Borste Ø 5mm längd 610mm borstlängd 50mm, engångs. Rengöringsborste för ihåliga instrument/rör, gult böjbart skaft Ø 3,2mm, extra hård borst.	5-pack
10023271	BR-12-236	Borste Ø 6mm längd 300mm. Instrumentborste Ø60mm Längd 30 Cm Antimikrobiella Borst.	2-pack
10022231	BR-18-250	Borste Ø 6,35mm längd 450mm.	2-pack
10023769	BR-16-276	Borste Ø 7mm längd 400mm.	2-pack
10022758	026476	Borste Ø 7mm längd 610mm borstlängd 50mm, engångs. Vitt böjbart skaft Ø 3,2mm, extra hård borst.	5-pack
10020746	BR-31-276	Borste Ø 7mm längd 780mm borstlängd 76mm. Med stålhandtag, nylonborst, "Bone reamer"	3-pack
10023768	BR-16-393	Borste Ø 10mm längd 400mm.	2-pack
10024538	BR-16-472	Borste Ø 12mm längd 400mm.	2-pack
10026010	026478	Borste Ø 15mm längd 610mm. borstlängd 50mm, engångs grönt böjbart skaft Ø 3,2mm, extra hård borst	5-pack
10019523	BR-24-880	Borste Ø 22mm längd 610mm.	2-pack

Rengöringsborste

För ihåliga instrument/rör med solfjäderspets



Nylonborst, handtag i rostfritt stål

Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10020830	FT12197	Borste solfjäderspets Ø 5mm längd 300mm	2-pack
10019524	FT18197	Borste solfjäderspets Ø 5mm längd 450mm	2-pack
10020749	FT24197	Borste solfjäderspets Ø 5mm längd 600mm	2-pack
10019525	FT18250	Borste solfjäderspets Ø 6,35mm längd 450mm	2-pack
10022766	FT-24-250	Borste solfjäderspets Ø 6,355mm längd 600mm	2-pack
10020750	FT24276	Borste solfjäderspets Ø 7mm längd 600mm	2-pack
10020831	FT12375	Borste solfjäderspets Ø 9,5mm längd 300mm	2-pack
10022767	FT24440	Borste solfjäderspets Ø 11mm längd 600mm	2-pack
10020832	FT12500	Borste solfjäderspets Ø 12,7mm längd 300mm	2-pack
10022768	FT24500	Borste solfjäderspets Ø 12,7mm längd 600mm	2-pack



Flaskborste, metallskaft med ögla

Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10021980	BBR002	Borste solfjäderspets Ø 55mm längd 395mm	1-pack




Metallskaft med ögla

Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10022497	BR-5455	Borste Ø 25mm längd 260mm.	1-pack

Rengöringsborste

Frazier sug



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10021506	045906	Borste m pärla Ø 1.6mm längd 215mm borstlängd 22mm, vit	3-pack
10020167	045908	Borste m pärla Ø 2mm längd 215mm borstlängd 21mm, svart	3-pack
10020362	045910	Borste m pärla Ø 2.5mm längd 215mm borstlängd 21mm, rosa	3-pack
10021189	045912	Borste m pärla Ø 3mm längd 215mm borstlängd 18mm, orange	3-pack
10021844	045914	Borste m pärla Ø 4mm längd 215mm borstlängd 19mm, blå	3-pack

Rengöringsborste

Diverse olika



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10021684	09064	Borste dubbel längd 155mm, ej diskbar, borstlängd 12 Och 30mm.	10-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10021452	09098	Borste dubbelsidig medium Längd 175mm, borstlängd 35/25mm. Borsthöjd 10/5, nylonborst.	2-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10021998	09320	Borste vinklad tandborsttyp, hård längd 165mm, borstlängd 30/45mm Borsthöjd 12/12mm.	10-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10022054	09459	Borste dubbeländad, hård, längd 175mm, borstlängd 40/30mm Borsthöjd 10/10mm, värmestålig upp till 165° C.	2-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10022055	09460	Borste hård längd 215mm borstlängd 75mm.	2-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10022059	09485	Borste hård enkeländad, ergonomisk, längd 235mm Borstlängd 75mm, extra hård plastborst, värmestålig upp till 165° C	2-pack




Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10020496	09488	Borste enkeländad, längd 180mm. Borstlängd 40mm, borsthöjd 15mm, plastborst, ej värmestålig.	1-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10026146	026491	Borste mjuk längd 215mm borstlängd 75mm blå. Borsthöjd 15mm	1-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10022341	026492	Borste hård längd 215mm borstlängd 75mm blå.	1-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10020103	026029	Borste m variabel borstlängd 23-55mm.	3-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10020168	026023	Borste special dubbeländad se bild. Ø 40mm, borstlängd 45 längd 190mm Borste Med Runt Huvud Ø 40 Och 8mm Längd 190 Mm Förpackning Om 3 St	3-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10023560	026027	Borste dubbeländad Ø 5,2/11mm längd 156mm. röd Engångs. Borstlängd 19,5/28,5mm.	100-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10021979	BBR001	Borste blå nylonborst, längd 270mm. Tandborstmodell.	1-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10021981	BBR003	Borste blå nylonborst längd 184mm borstlängd 25mm. Tandborstmodell.	1-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10024109	N-2121	Borste dubbeländad medium 175mm 3-radig nylonborst.	2-pack

Skopiborstar



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10020169	09096	Borste Ø 20mm längd 270mm borstlängd 70mm Specialborste för anus/procto/rektoskop,m plasttopp, 110mm plasthandtag, tvättbar, ej värmetålig.	1-pack




Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10020170	09331	Borste för rektoskopi Ø 20mm längd 450mm borstlängd 150mm Nylonborst, värmetålig upp till 134° C, kan köras i diskdesinfektor.	5-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10020430	EB10108	Borste för endoskop, Albarran Entrance. borst Ø 2.3mm, borstlängd 13mm.	100-pack


Borst set



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10021347	09057	Borste set med 7 st borstar olika Ø: 2.5-15mm, 1 av var av 09050-09056	7-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10021467	BR-4199	Borste set med 9 olika borstar för instrumentrengöring.	9-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10022486	026033	<p>Borste set m 10 olika rengöringsborstar för ihåliga instrument/rör Borst set"kanal/rörset" Innehåller mix:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 x REF 26027 (156 mm x 5.0/7.0 mm) • 3 x REF 09341 (300 mm x 3.0 mm) • 3 x REF 09306 (300 mm x 5.0 mm) • 6 x REF 09318 (405 mm x 5.0 mm) • 6 x REF 09499 (405 mmx 10.0 mm) • 3 x REF 09339 (300 mm x 2.0 mm) • 3 x REF 09313 (610 mm x 2.5 mm) • 3 x REF 09312 (610 mm x 5.0 mm) • 3 x REF 09310 (610 mm x 10.0 mm) • 6 x REF 09098 	42-pack

Rengöringsborstar

metallborst



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10021269	BR-1031	Borste stålborst enkelradig längd 152mm. Engångs.	1-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10021270	BR-1033	Borste stålborst treradig längd 152mm. Engångs.	1-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10023781	S-2131	Borste mjuk stålborst enkelradig tandborstmodell längd 175m.	3-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10020166	09325	Borste metallborst, hård, längd 180mm, borstlängd 40mm. Borsthöjd 15mm.	1-pack

Borstar

Modell piprensare



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10022043	FLEX021	Borste Flexistem/piprensare Ø 3mm hård, rulle 7,5m 1-pack. Material polyester.	1 rulle



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10022045	FLEX023	Borste Flexistem/piprensare Ø 3mm medium, rulle 7,5m 1-pack. Material polyester/nylon.	1 rulle



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10008619	FLEX001	Borste Flexistem/piprensare Ø 3mm mjuk, rulle 10m 1-pack. Material bomull.	1 rulle



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10022037	FLEX002	Borste Flexistem/piprensare Ø 3mm medium, rulle 10m 1-pack. Materiel bomull/nylon.	1 rulle



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10022044	FLEX022	Borste Flexistem/piprensare Ø 6mm hård, rulle 7,5m 1-pack. Material polyester/nylon.	1 rulle



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10022046	FLEX024	Borste Flexistem/piprensare Ø 6mm medium, rulle 7,5m 1-pack. Material polyester/nylon.	1 rulle



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10022042	FLEX007	Borste Flexistem/piprensare Ø 15mm medium, rulle 5m 1-pack. Material polyester/nylon.	1 rulle



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10008741	FLEX004	Borste Flexistem/piprensare Ø 9mm längd 300mm, mjuk 50-pack. Material polyester.	50-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10022040	FLEX005	Borste Flexistem/piprensare Ø 12mm längd 300mm mjuk. Material polyester.	50-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10022041	FLEX006	Borste Flexistem/piprensare Ø 15mm längd 300mm medium. Material polyester/nylon.	20-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10022631	FLEX008	Borste-Dispenser Flexisteam inkl. borstar/piprensare Innehåll: 1 st var av: <ul style="list-style-type: none"> • FLEX001 Ø3mm, mjuk, 10m rulle. • FLEX002 Ø3mm, medium, 10m rulle. • FLEX004 Ø9mm, längd 300mm, mjuk, 50-pack. • FLEX005 Ø12mm, längd 300mm, mjuk, 50-pack. • FLEX006 Ø15mm, längd 300mm, medium, 20-pack. • FLEX007 Ø15mm, medium, 5m rulle. 	Komplett set hållare med innehåll

Övrigt

Instrumentrengöring



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10021078	07443	Rengöringshylsa för Kirschnertrådar längd 605mm inkl 2 lock, 1 st Rörets ytterdiameter 19mm, innerdiameter 17mm. Locken är av silikon. Värmetålig, godkänd för diskdesinfector.	1-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10021082	02117	Rengöringsdyna för fläckar och rost, mjuk, 150x100mm. För enkel borttagning av rost och annan smuts, färg: grå. Varning: Dynorna kan förändra ytan och bör inte användas på belagda eller kromade ytor eller liknande föremål.	3-pack



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10021837	02118	Rengöringsdyna för fläckar och rost, grov, 150x100mm För enkel borttagning av rost och annan smuts, färg: brun. Varning: Dynorna kan förändra ytan och bör inte användas på belagda eller kromade ytor eller liknande föremål.	3-pack

Hållare för rengöringsborstar



Art.nr	Ref.nr	Benämning	Förp.
10021621	BR-7000	Hållare för borstar i rostfritt stål, 40,64x88,9cm och 2 extra kroklistor.	1-pack

Vid frågor kontakta:

produktspecialist Stefan Brolin

stefan.brolin@mediq.com

Tel. 070 164 47 65

produktspecialist Susanna Lilja

susanne.lilja@mediq.com

Tel. 070 164 48 23

Mer information finns på [Mediq.se](https://www.mediq.se)
eller på vår [Webbshop](#)



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com