



# Batteri till Philips FR3

Batteri till Philips Heartstart FR3 räcker till 300 elstötar eller med annan inställning till 12 timmars övervakning. Du kan lita på att defibrillatorn är redo när det behövs. Philips Heartstart FR3 genomför självtester varje dag, varje vecka och varje månad, inklusive elektrodkontroll, med visuella och tydliga ljudsignaler. Grön driftlampa som blinkar när FR3 är klar att användas



## Kapacitet

ca 300 stötar eller 12 timmars drifttid

## Standbytid

3 år

## Förvaringstid

5 år

## Beställningsinformation

### Beskrivning

Batteri till Philips FR3

### Artikelnummer

989803150161

