



Instrumentrensare Flexistem[®]

- Engångsrensare av bomull, nylon eller polyester, för rengöring av ihåliga instrument, endoskop, kanyler etc
- Olika kombinationer av material, hårdhet och diameter för optimal rengöring
- Rensaren kan köpas antingen separat eller som komplett inklusive hållare
- CE-märkt enligt MDD 93/42

Beställningsinformation

Art.nr.	Beskrivning	Antal per förp.
10022036	Rensare Ø 3 mm, mjuk, rulle om 10 meter	1
10022037	Rensare Ø 3 mm, hård, rulle om 10 meter	1
10022038	Rensare Ø 3 mm, dubbel mjuk/hård, 15 cm	100
10022039	Rensare Ø 9 mm, mjuk, 30 cm	50
10022040	Rensare Ø 12 mm, mjuk, 30 cm	50
10022041	Rensare Ø 15 mm, hård, 30 cm	20
10022042	Rensare Ø 15 mm, hård, rulle om 5 meter	1
10022631	Hållare inklusive rensare FLEX001-FLEX007	1

Leverantör

CLINIPAK

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2019-06