



Instrumentrensare Microlene[®]

- En vidareutveckling av Flexistem avsedd för extra tunna lumen. Tillverkad av nylon och polyester.
- Olika kombinationer av material, hårdhet och diameter för optimal rengöring
- Rensaren kan köpas antingen separat eller som komplett inklusive hållare
- CE-märkt enligt MDD 93/42

Beställningsinformation

Art.nr.	Beskrivning	Antal per förp.
10022043	Rensare Ø 3 mm, extra mjuk, rulle om 7,5 meter	1
10022044	Rensare Ø 6 mm, mjuk, rulle om 7,5 meter	1
10022045	Rensare Ø 3 mm, extra hård, rulle om 7,5 meter	1
10022046	Rensare Ø 6 mm, hård, rulle om 7,5 meter	1
10021163	Hållare inklusive rensare FLEX021-FLEX024	1
10022207	Påfyllningssats till FLEX025, innehåller rensare FLEX021-FLEX024	1

Leverantör

CLINIPAK

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2019-06