

## Kabelbindare

- Engångs
- Värmebeständig upp till 134 grader
- Kabelbindare kan användas för att bunta ihop olika instrument
- De kan också användas för att fästa etiketter på siktkorgar eller för snabb visuell identifiering av instrument, set och brickor på grund av de unika egenskaperna.
- Kabelfixering 210 mm olika färger

| Artnr Mediq | Levnr | Beskrivning                   | Längd<br>mm | Färg    | Antal fp |
|-------------|-------|-------------------------------|-------------|---------|----------|
| 10021460    | O9239 | Kabelfixering Silikon Röd     | 210         | Röd     | 100      |
| 10021461    | O9240 | Kabelfixering Silikon Gul     | 210         | Gul     | 100      |
| 10021462    | O9241 | Kabelfixering Silikon Grön    | 210         | Grön    | 100      |
| 10021463    | O9242 | Kabelfixering Silikon Blå     | 210         | Blå     | 100      |
| 10020602    | O9371 | Kabelfixering Silikon Violett | 210         | Violett | 100      |
| 10020603    | O9372 | Kabelfixering Silikon Svart   | 210         | Svart   | 100      |
| 10022061    | O9586 | Kabelfixering Silikon Natur   | 210         | Natur   | 100      |

