



Science.
Applied to Life.™



3M Hälsovård

3M™ Steri-Drape™ 9083, 9084, 9085 och 9086 Häftande op-handdukar

3M™ Steri-Drape™

Steri-Drape™ är ett blått, slitstarkt och lågluddande draperingsmaterial. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Det gör att du kan arbeta utan att oroa dig för att materialet ska gå sönder vid påfrestning och minimerar risken för kontamination av fibrer i operationssåret. Häftämnet på alla Steri-Drape™ produkter är det samma som det välkända Micropore™, som efter över 50 år på marknaden fortfarande är det mest hudvänliga häftämne vi känner till. Med lite värme och lite tryck får det materialet att sitta på plats genom hela ingreppet och det lämnar inga klisterrester på dina handskar. Steri-Drape™ ger en 100 %-ig barriär över hela ytan.

3M Häftande operationshanddukar

På operationshanddukarna kan 3M häftande tillbehörsprodukter så som slanghållare och instrumentpåsar fästas, tas bort och återfästas utan att skada det tåliga materialet. Häftämnet är hudvänligt, sitter bra på plats och lämnar inga klisterrester på handskar.

Beställningsinformation

Art nr	Produktbeskrivning	Ant/fp	Fp/lev fp
9083	Häftande operationshandduk 55 × 55 cm	75	4
9084	Häftande operationshandduk 75 × 75 cm	40	4
9085	Häftande operationshandduk 100 × 85 cm	30	4
9085W	Häftande operationshandduk 115 × 97 cm	50	2
9086	Häftande operationshandduk 100 × 75 cm	40	4

Material: Polypropylen, polyetylen


Häftämne: Akrylatbaserat

Sterilisering: ETO

Tillverkningsland: Mexiko

Hållbarhet: 2 år

Produkten är CE-märkt och steril



3M Svenska AB
Medical Solutions Division
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Tel: 08-92 21 00
www.3M.se/msd

3M, Steri-Drape och Micropore är registrerade varumärken hos 3M Company. Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige © 3M 2019. Alla rättigheter förbehålles.
PL531046-3SE190108.