



Science.
Applied to Life.™



3M Hälsovård

3M™ Steri-Drape™
9087, 9088, 9089
och 9090 Häftande
op-lakan

3M™ Steri-Drape™

Steri-Drape™ är ett blått, slitstarkt och lågluddande draperingsmaterial. Materialet är ett non-woven material tillverkat av direktbehandlade, syntetiska, långa fibrer vilket ger ett starkt material med lågt fibersläpp. Det gör att du kan arbeta utan att oroa dig för att materialet ska gå sönder vid påfrestning och minimerar risken för kontamination av fibrer i operationssåret. Häftämnet på alla Steri-Drape™ produkter är det samma som det välkända Micropore™, som efter över 50 år på marknaden fortfarande är det mest hudvänliga häftämne vi känner till. Med lite värme och lite tryck får det materialet att sitta på plats genom hela ingreppet och det lämnar inga klisterrester på dina handskar. Steri-Drape™ ger en 100 %-ig barriär över hela ytan.

3M Häftande operationslakan

På operationshandduken kan 3M häftande tillbehörsprodukter så som slanghållare och instrumentpåsar fästas, tas bort och återfästas utan att skada det tåliga materialet. Häftämnet är hudvänligt, sitter bra på plats och lämnar inga klisterrester på handskar.

Beställningsinformation

Art nr	Produktbeskrivning	Ant/fp	Fp/lev fp
9087	Häftande operationslakan 183 × 183 cm	25	2
9088	Häftande operationslakan 250 × 150 cm	25	2
9089	Häftande operationslakan 170 × 170 cm	22	2
9090	Häftande operationslakan 300 × 228 cm	12	2

Material: Polypropylen, polyetylen

Häftämne: Akrylatbaserat

Sterilisering: ETO

Tillverkningsland: Mexiko

Hållbarhet: 2 år

Produkten är CE-märkt och steril

